



Remidio **FOP NM-10**

Una cámara de fondo de ojo portátil y no midriática diseñada para capturar imágenes de forma rápida y sencilla.

Calidad de la imagen

- La tecnología de iluminación patentada de Remidio proporciona imágenes retinianas de alta calidad en un dispositivo de fondo de ojo portátil basado en smartphone.

Fácil de usar

El uso de la captura automática hace que sea sencillo y rápido obtener una imagen retiniana en pocos segundos. Permite a las personas con una formación mínima realizar exámenes de retina de alta calidad en menos de 1 minuto.



Fijación interna


Con 8 puntos de fijación internos, puede capturar fácilmente diferentes campos retinianos con instrucciones mínimas para el paciente.

Ligero y compacto

Lleve el dispositivo con usted en una mochila para el cribado fuera de la clínica.

Documentación sin esfuerzo con Remidio Connect

Remidio Connect, nuestra plataforma basada en la nube, le permite guardar, compartir, revisar y gestionar todos los datos de sus pacientes en un solo lugar.



Telemedicina fácil

Fundus on Phone aporta más flexibilidad a su práctica clínica gracias a sus funciones de telemedicina.

Montaje de imágenes


Con la función de montaje automático, puede obtener un campo de visión más amplio con sólo pulsar un botón.

Medios IA

Con el algoritmo offline Medios IA, puede detectar instantáneamente la retinopatía diabética (RD) en cualquier persona y obtener un informe de análisis en cuestión de segundos.



Imágenes captadas en Remidio FOP NM-10



Especificaciones del producto

Modelo / referencia	FOP-NM 10 / 1000010008
Modalidades de imagen	Midriática y no midriática
Fuente de luz	Infrarrojos y LED blanco frío
Corrección de dioptrías	-30D a +30D
Objetivo de fijación	Interno, 8 puntos
Modos de fotografía	Color, libre de rojo e infrarrojo
Tamaño mínimo de pupila	3mm
Técnica de iluminación	Iluminación anular
Ajuste focal	Manual
Modo de captura	Manual/automática
Campo de visión	40°
Smartphone	Apple iPhone SE
Distancia de trabajo	33mm
Peso del aparato	1,1 kg
Dimensiones (AN x AL x LA)	93 x 284 x 226 mm
Batería	Hasta 7 horas en modo no midriático Hasta 3 horas en modo midriático



contactus@remidio.com | +91 7676759999 | www.remidio.com